

平成 25 年 6 月 17 日

お 客 様 各 位

日 水 製 薬 株 式 会 社

新発売のご案内

検便検査用培地  
ニッスイ分画プレート Sタイプ/X-EHEC II

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、この度、弊社では『ニッスイ分画プレート Sタイプ/X-EHEC II』を下記の通り新発売致しますので、ご愛用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〔新製品〕……… 発売日 : 平成 25 年 6 月 24 日

品 名	統一商品コード	製品コード	包 装	希望納入価
ニッスイ分画プレート Sタイプ/X-EHEC II	302510603	51060	10 枚	2,000 円
	302500550	50055	100 枚 (10 枚×10)	20,000 円

貯法・使用期限：冷暗所[4~10℃]保存（禁凍結）・製造後 2.5 ヶ月間

【A面】Sタイプ寒天培地  
*Citrobacter* 属の集落の黒色化をできるだけ抑制し、赤色化させることで硫化水素産生性 *Salmonella* 属の黒色集落と鑑別が容易になりました。また、その集落の黒色化は、SS 寒天培地に比べ強くなっており、選択性を弱めてありますので *Salmonella* 属と *Shigella* 属の見落としがほとんどありません。

【B面】X-EHEC II 寒天培地  
糞便や食品などから腸管出血性大腸菌（EHEC）[青緑～緑色集落]の選択分離に使用します。  
また、大部分の毒素非産生性大腸菌やグラム陰性菌、グラム陽性菌の発育は基本的には抑制されますが、発育しても微小～桃色集落を形成する程度です。

〔関連品〕**腸管出血性大腸菌の選択分離用培地として公定法に記載！好評発売中！**

品 名	統一商品コード	製品コード	包 装	希望納入価
ニッスイ分画プレート Sタイプ/XM-EHEC	302510559	51055	10 枚	2,000 円
	302500451	50045	100 枚	20,000 円
ニッスイプレート XM-EHEC 寒天培地	302510573	51057	10 枚	2,200 円
	302500505	50050	100 枚	22,000 円

以上

製造発売元



日 水 製 薬 株 式 会 社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-23-9  
カスタマーサポート TEL03-5846-5707