

2019年8月1日

お客様各位

日水製薬株式会社

仕様変更のご案内

水中の大腸菌および大腸菌群検査用

ECブルー100「ニッスイ」ボトル容器変更







謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、このたびECブルー100「ニッスイ」のボトル容器を変更しましたのでご案内いたします。それに伴い製品ケースのサイズも変更となっております。引き続きご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

	変更前		変更後	
ボトル容器	本体  全長：102.7mm 外径：φ50.0mm	キャップ（上から）  全高：14.4mm 外径：φ40.3mm	本体  全長：97.0mm 外径：φ54.0mm[上部] φ46.6mm[下部]	キャップ（上から）  全高：16.0mm 外径：φ54.0mm
ケース	 長さ×幅×高さ：426mm×271mm×220mm		 長さ×幅×高さ：439mm×279mm×220mm	

※ボトル口径が大きくなり、試料の添加が容易になりました。

※プラスチック材質に変更はありません。UVランプ照射時の判定や菌の発育性などの検出性能は変更前と同等です。

【対象製品および変更ロット】

品名	用途	統一商品コード	製品コード	包装	変更開始ロット
ECブルー100「ニッスイ」	水中の大腸菌および大腸菌群検査用	302055937	05593	100mL用×80本	205908

※製品名、製品コード、包装単位に変更はございません。

以上

製造発売元

 **日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

カスタマーサポート TEL03-5846-5707