

ルミテスターPD-20/PD-30 専用コントロールキット

Lumitester PD-20/PD-30 Control Kit

ルミテスターPD-20/PD-30の動作確認と感度の確認が出来ます。

- 頻繁に感度チェックが必要な方に
- 校正の回数を減らしたい方に



商品仕様 (商品コード:04567)		オープン価格
標準光源本体 (ポジティブロッド)		
発光素子	緑色LED	
R L U 値	本体ラベルに表示	
充電	専用ACアダプタにて、30秒以上	
外形寸法	直径×長さ 12mm×135mm	
重量	約 20g	
ブランチューブ (ネガティブロッド)		
R L U 値	ORLU	
RLU値の許容差	1ORLU以下	
外形寸法	直径×長さ 12mm×150mm	
重量	約 10g	

*本装置は、ルミテスターPD-20/PD-30専用です。他社製品では、ご使用になれません。
*詳細につきましては、取り扱い説明書をご覧ください。
(取り扱い説明書は、弊社HPより、ダウンロードできます。)

付属品		
ACアダプター	AC電源コード	AC電源コード (海外用)

使用方法 (ポジティブロッド)

1 充電する

ポジティブロッドを約30秒充電

2 測定する

光源本体をルミテスターの測定室に置いて測定

製造販売元

kikkoman
キッコーマンバイオケミファ株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL: 03-5521-5490 FAX: 03-5521-5498
E-mail: biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
URL: http://biochemifa.kikkoman.co.jp

本カタログに記載された内容は、了解なしに変更させていただくことがあります。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9
URL: http://www.nissui-pharm.co.jp

カスタマーサポート担当 ☎03(5846)5707