

2018年9月吉日

お客様各位

日水製薬株式会社

## 新発売のご案内

食品微生物検査用

# バイオメリュース社製品追加発売

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社では食品分野においてバイオメリュース社製品を下記の通り新発売いたしますので、引き続きご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【発売日】2018年10月1日

【発売品目】

品目群	品目数	用途
Blue Line 機器	9品目	食品検査試料調製用機器 (秤量機能付き自動希釈装置・パドル式ブレンダー) 培地作成用機器 (培地滅菌装置・シャーレ用培地分注装置など)
Blue Line 消耗品	63品目	
D-Count 機器	2品目	迅速微生物検出システム (食品中の微生物をフローサイトメトリーにより 高感度に検出)
D-Count 試薬	35品目	

2018年7月17日より発売を開始しておりますバイオメリュース社製品に加え、上記製品を追加発売いたします。バイオメリュース社製品については、この度の追加発売品目に加え今後も順次取り扱い品目を拡大していく予定です。

※日水製薬の販売対象のお客様は下記以外の食品分野のお客様となります。

- ・臨床検査分野（病院、臨床受託検査機関など）
- ・製薬産業分野（病院、大学または公的機関の再生医療研究および製剤製造施設を含む）
- ・化粧品産業分野

以上

発売



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

カスタマーサポート TEL03-5846-5707

製品名	日水製薬 商品コード	日水製薬 統一商品コード	包装単位	希望納入価格 (税抜)	保管温度	体外診	毒劇 区分	備考	ピオリコーション 商品コード
<b>Blue Line機器</b>									
パドル式ブレンダー SMASHER	33301	302333011	1式	550,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	AESAP1064
ペリスタル型液体分注装置 Pmi	33302	302333028	1式	440,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	415157
パドル式ブレンダー Easy Mix	33303	302333035	1式	300,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	AESAP1068
秤量機能付き自動希釈装置 DILUMAT START 2ポンプ	33304	302333042	1式	650,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	418617
秤量機能付き自動希釈装置 DILUMAT START 1ポンプ	33305	302333059	1式	550,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	418618
秤量機能付き自動希釈装置 EXPERT EVO	33306	302333066	1式	750,000	室温	-	-	リードタイム 3か月	418615
培地滅菌装置 MASTERCLAVE 10	33307	302333073	1式	3,900,000	室温	-	-	リードタイム 4か月	417118
シャーレ用培地分注装置 APS ONE	33308	302333080	1式	4,400,000	室温	-	-	リードタイム 4か月	AESAP1085
秤量機能付き自動希釈装置 DILUMAT EXPERT	33372	302333721	1式	750,000	室温	-	-	リードタイム 4か月	418616
<b>Blue Line消耗品</b>									
チューブセット(6.4mm)	33309	302333097	1セット	21,000	室温	-	-		415133
チューブセット(4.8mm)	33310	302333103	1セット	22,000	室温	-	-	受発注	415135
Dilumat Dualモードキット	33311	302333110	1セット	5,000	室温	-	-	受発注	415163
e-pump(追加ポンプ)	33312	302333127	1台	150,000	室温	-	-	受発注	415166
Dilumat バッグホルダー400mL	33313	302333134	1個	39,000	室温	-	-	受発注	415168
Dilumat バッグホルダー4L(XL)	33314	302333141	1個	53,000	室温	-	-	受発注	415169
Dilumat バッグホルダー1.5L	33315	302333158	1個	48,000	室温	-	-	受発注	415170
Dilumat バッグホルダー80mL	33316	302333165	1個	36,000	室温	-	-	受発注	415171
Dilumat ボウルホルダー	33317	302333172	1個	43,000	室温	-	-	受発注	415173
Dilumat フラスコ用スペースキット	33318	302333189	1セット	21,000	室温	-	-	受発注	415174
卓上バッグホルダー1.5L用	33319	302333196	1個	38,000	室温	-	-	受発注	415176
卓上バッグホルダー400mLx10袋用	33320	302333202	1個	17,500	室温	-	-	受発注	415177
Dilumat ノズルホルダー6本用	33321	302333219	1セット	66,000	室温	-	-	受発注	415222
Dilumat ノズルホルダー4本用	33322	302333226	1セット	47,000	室温	-	-	受発注	415223
ロングライフローターチューブ(6.4mm)	33323	302333233	5本	18,000	室温	-	-	受発注	415229
ノズル付チューブセット(1.6mm)	33324	302333240	1セット	32,000	室温	-	-	受発注	415230
ノズル付チューブセット(3.2mm)	33325	302333257	1セット	24,000	室温	-	-		415231
ノズル付チューブセット(4.8mm)	33326	302333264	1セット	25,000	室温	-	-	受発注	415232
ノズル付チューブセット(6.4mm)	33327	302333271	1セット	26,000	室温	-	-	受発注	415233
e-pump用延長ケーブル	33328	302333288	1本	15,000	室温	-	-	受発注	415489
Dilumat XL用パック	33329	302333295	1セット	140,000	室温	-	-	受発注	415668
ロングライフローターチューブ(3.2mm)	33330	302333301	5本	10,000	室温	-	-	受発注	415737
卓上バッグホルダー 4L用	33331	302333318	1個	43,000	室温	-	-	受発注	415978
卓上バッグホルダー 400mL用	33332	302333325	1個	29,000	室温	-	-	受発注	415979
ロングノズルチューブセット 11cm(6.4mm)	33333	302333332	1セット	32,000	室温	-	-	受発注	416002
ロングノズルチューブセット 16cm(4.8mm)	33334	302333349	1セット	32,000	室温	-	-	受発注	416003
バッグ用トレイ	33335	302333356	1個	19,000	室温	-	-	受発注	416450
Dilumat フラスコ用パック	33336	302333363	1セット	80,000	室温	-	-	受発注	417857
Dilumat フラスコ用チューブセット	33337	302333370	1セット	28,000	室温	-	-	受発注	417859
TIE RAPS 500U	33338	302333387	500個	11,000	室温	-	-	受発注	AESAP0664
Twin sampling nozzle	33339	302333394	1 unit	38,000	室温	-	-	受発注	AESAP2171
MS09用分注チューブ	33340	302333400	1個	17,000	室温	-	-	受発注	AESAT0117A
decompression filters	33341	302333417	5個	8,000	室温	-	-		AESAT0228
Scrolls+2ink ribbon	33342	302333424	1個	27,000	室温	-	-	受発注	AESAT0602
Filters 0.2μm 50u	33343	302333431	1個	28,000	室温	-	-	受発注	AESDI0048
ボトル用分注チューブ(1-2L)	33344	302333448	1個	24,000	室温	-	-	受発注	AESDI0062
スティックタクト 78u	33345	302333455	1個	1,600	室温	-	-	受発注	AESDI0063
バッグ用ブラグ針	33346	302333462	1個	23,000	室温	-	-	受発注	AESDI0313
Precut tubing(x5u)径6.4mm	33347	302333479	1個	5,500	室温	-	-	受発注	AESDL0038
Pump rotor tube (5m)	33348	302333486	1個	19,000	室温	-	-	受発注	AESDL0038A
Straight Fitting PE	33349	302333493	1個	5,000	室温	-	-	受発注	AESDL0372
ノズル付ディストリビューションセット	33350	302333509	1個	21,500	室温	-	-	受発注	AESDL0394A
粉末検体用分注ノズル	33351	302333516	1個	16,500	室温	-	-	受発注	AESDL0398
滅菌Dilutube 24 u	33352	302333523	1個	65,000	室温	-	-	受発注	AESDL0410
DILUMATプリント用紙	33353	302333530	1個	18,000	室温	-	-	受発注	AESLM0037

MS528用分注ノズル	33354	302333547	1個	17,000	室温	-	-	受発注	AESMB0016
MS528 Decompression filter	33355	302333554	5個	15,000	室温	-	-	受発注	AESMC0102
Decompression filters aervent (2u)	33356	302333561	1個	36,000	室温	-	-	受発注	AESMC0102A
Tubing W/O Priming Nozzle	33357	302333578	1本	37,500	室温	-	-	受発注	AESMN3920
APS ONE 保守用シリコンチューブ (25m)	33358	302333585	1個	28,000	室温	-	-	受発注	AESMN3928
APS ONE 保守用シリコンチューブ (5m)	33359	302333592	1個	5,000	室温	-	-	受発注	AESMN3928A
APS ONE 90mm用分注ノズル	33360	302333608	1個	21,000	室温	-	-	受発注	AESMN8138
APS ONE 90mm用チューブセット	33361	302333615	1 unit	35,000	室温	-	-	受発注	AESMN8530
ロングライフローターチューブ 5m (4.8mm)	33362	302333622	1本	30,000	室温	-	-	受発注	AESMN8532
APS ONE 90mm用ターボチューブキット	33363	302333639	1 unit	37,000	室温	-	-	受発注	AESMN8533
APS ONE オンライン血液分注チューブ	33364	302333646	1 unit	70,000	室温	-	-	受発注	AESMN8535
APS ONE プリンターラベル	33365	302333653	850枚	21,000	室温	-	-	受発注	AESMN8550
分注用ノズル (4mm)	33366	302333660	1個	8,500	室温	-	-	受発注	AESPP0021
分注用ノズル (2mm)	33367	302333677	1個	8,500	室温	-	-	受発注	AESPP0022
プライミングノズル	33368	302333684	1個	7,000	室温	-	-	受発注	AESPP0024
ローターチューブ (1.6mm)	33369	302333691	5本	5,000	室温	-	-	受発注	AESPP0041
APS ONE PM05接続チューブ	33370	302333707	1 unit	9,700	室温	-	-	受発注	AESXY0086
Y plastic nozzle	33371	302333714	1 unit	1,000	室温	-	-	受発注	KAR466
<b>Dカウント機器</b>									
迅速微生物検出システム D-COUNT 25	33701	302337019	1式	18,000,000	室温	-	-	リードタイム 4か月	414395
迅速微生物検出システム D-COUNT 50	33702	302337026	1式	30,000,000	室温	-	-	リードタイム 4か月	414394
<b>Dカウント試薬</b>									
Dカウント StanardC	33703	302337033	50mL x 1本	25,000	18~28°C	-	-		101-R5091-02
Dカウント Stoppers	33704	302337040	1000個	7,500	室温	-	-		300-C1012-01
Dカウント 20mlチューブ	33705	302337057	800本	15,400	室温	-	-		300-C1013-02
Dカウント ChemFilter D17	33706	302337064	10個	4,900	室温	-	-		300-C2003-02
Dカウント ChemFilter 25	33707	302337071	2000個	420,500	室温	-	-		300-C2004-01
Dカウント ChemFilter 60	33708	302337088	2000個	334,800	室温	-	-		300-C2110-01
Dカウント Isored	33709	302337095	20ml x 1本	8,300	18~28°C	-	-		301-R3079-01
Dカウント Antifoam	33710	302337101	30ml x 1本	12,500	18~28°C	-	-		301-R3101-01
Dカウント StandardA	33711	302337118	50ml x 1本	28,100	18~28°C	-	-		301-R5068-01
Dカウント StandardG	33712	302337125	50ml x 1本	32,400	18~28°C	-	-		301-R5095-01
Dカウント CS24kit	33713	302337132	3個	24,100	2~8°C	-	-	受発注	303-R4111-01
Dカウント ChemChrome V8(1.9ml)	33714	302337149	1.9ml x 6本	74,100	2~8°C	-	その他	麻薬向精神薬原料に該当	306-R1002-01
Dカウント ChemChrome V23	33715	302337156	2ml x 6本	108,100	2~8°C	-	その他	麻薬向精神薬原料に該当	306-R1007-02
Dカウント ChemSol B20 450ml	33716	302337163	450ml x 6本	67,900	18~28°C	-	-		306-R2022-01
Dカウント ChemSol B24	33717	302337170	480ml x 6本	40,200	18~28°C	-	-		306-R2051-03
Dカウント ChemSol A24/1	33718	302337187	350ml x 6本	33,100	18~28°C	-	-		306-R2066-01
Dカウント ChemSol A7	33719	302337194	300ml x 6本	27,800	18~28°C	-	-		306-R3082-02
Dカウント Diluent II	33720	302337200	5ml x 6本	21,200	18~28°C	-	-		306-R3085-01
Dカウント Cleaning5	33721	302337217	60ml x 6本	11,600	18~28°C	-	-		306-R3107-02
Dカウント CSV 8ml	33722	302337224	8ml x 6本	24,700	2~8°C	-	-		306-R4102-01
Dカウント CS13	33723	302337231	4.8ml x 6本	19,300	18~28°C	-	-		306-R4108-01
Dカウント CSR12	33724	302337248	0.8gX12	13,200	15~25°C (湿気厳禁)	-	-		312-R4095-01
Dカウント ChemChrome V24	33725	302337255	6本	30,200	2~8°C	-	その他	麻薬向精神薬原料に該当	406-R1001-01
Dカウント ChemChrome V8(1.1ml)	33726	302337262	6本	42,600	2~8°C	-	その他	受発注・麻薬向精神薬原料に該当	406-R1002-01
Dカウント ChemSol B20 80ml	33727	302337279	6本	39,100	18~28°C	-	-	受発注	406-R2022-01
Dカウント ChemSol B24 77ml	33728	302337286	6本	23,100	18~28°C	-	-		406-R2051-01
Dカウント CSF	33729	302337293	4.2ml x 6	9,000	2~8°C (湿気厳禁)	-	-		406-R4082-01
Dカウント CSV 4.1ml	33730	302337309	4.1ml x 6本	11,100	2~8°C	-	-	受発注	406-R4102-01
Dカウント ChemSol S (3X2.5L)	33731	302337316	2.5L x 3	11,000	15~25°C	-	-		418426
Dカウント Cleaning 3 (2X2.3L)	33732	302337323	2.3L x 2	31,550	15~25°C	-	-		418427
Dカウント ChemSol S 50x (6X50ml)	33733	302337330	50ml x 6	14,900	15~25°C	-	-		418521
Dカウント ChemSol S/1 Supplement	33734	302337347	50ml x 3本	2,500	15~25°C	-	-	受発注	421277
Dカウント ChemSol B24 (6X83ml)	33735	302337354	83ml x 6	24,900	15~25°C	-	-		418429
Dカウント ChemChrome V26 (1.8ml)	33736	302337361	6本	52,600	2~8°C	-	-	受発注	306-R1006-01
Dカウント CS13(2.8mL)	33738	302337385	6本	9,100	18~28°C	-	-		406-R4108-01

※試験成績書は「MYBIOMERIEUX.COM」(<https://www.mybiomerieux.com/web/japan/>)にアクセスいただき、対応するバイオメリュール・ジャパンの製品コードで検索してください(事前会員登録が必要です)。